

NEAUVIA™

THE ADVANCED HOLISTIC APPROACH



SECTUM
DEVICE

THE SHAPE
OF BEAUTY

SECTUM

Wielofunkcyjne rozwiązanie z wykorzystaniem Radiofrekwencji

SECTUM WYKORZYSTUJE MOC FAL
RADIOWYCH BY ZAGĘŚCIĆ SKÓRĘ
I PODNIEŚĆ OWAL TWARZY, WYMODELOWAĆ
CIAŁO, ORAZ PRZYNOSIĆ PROFESJONALNE
ROZWIĄZANIA DO CIĘCIA I KOAGULACJI.

The shape of beauty



JAK DZIAŁA SECTUM?

Radiofrekwencja wykorzystuje prąd zmienny, dostarczany przez jedną lub więcej specjalnie zaprojektowanych elektrod. Energia elektryczna zmieniana jest na energię elektromagnetyczną, która wzbudza ruch jonów. Energia RF jest emitowana z jednej elektrody i przemieszcza się po ścieżce najmniejszego oporu lub impedancji w skórze i / lub ciele do drugiej elektrody. Ciągła zmiana biegunowości, ruch jonów i tarcie ich o siebie podowuje wytworzenie endogennego ciepła.


RODZAJE ZABIEGÓW ESTETYCZNYCH

PODGRZEWANIE GŁĘBOKIEJ TKANKI ŁĄCZNEJ

Sectum stosowany w bipolarnym trybie estetycznym rozgrzewa warstwę skóry właściwej, zagęszczając włókna kolagenowe.

Przebudowa kolagenu sprzyja napinaniu i podnoszeniu skóry oraz poprawia jej jędrność i elastyczność. Poprawiona struktura kolagenu zmniejsza widoczność drobnych linii i słyca zmarszczki. Głębokie podgrzewanie tkanek stymuluje proces gojenia i naprawy skóry, wspomagając obkurczenie kolagenu i neokolagenezę oraz zapewnia długotrwałe korzyści odmładzające.


1




2

KORZYŚCI MODELUJĄCE

Podgrzewanie tkanki do wysokich temperatur może stymulować fibroblasty do syntezy kolagenu i pomóc w redukcji tkanki tłuszczowej poprzez zmianę metabolizmu adipocytów na korzyść lipolizy.



Rzadki,
słaby kolagen



Obfity,
zdrowy kolagen

Różne obszary działania SECTUM

TRYB ESTETYCZNY

W trybie estetycznym, Sectum wykorzystuje dwie dedykowane głowice (do twarzy i ciała), dostarczające falę radiową w sposób bipolarny



GŁOWICA DO TWARZY



GŁOWICA DO CIAŁA

Tryb estetyczny Sectum daje wiele korzystnych i regeneracyjnych efektów: lepsze napięcie skóry dzięki indukcji procesów w a z o a k t y w n y c h ; zwiększenie ilości włókien kolagenowych i stymulacji fibroblastów, modelowanie i lifting całego ciała.

TRYB GINEKOLOGICZNY



GŁOWICA GINEKOLOGICZNA

Sectum, w trybie ginekologicznym, wykorzystuje specjalnie ukształtowany aplikator zabiegowy, zapewniając bezbolesne, nieinwazyjne i niechirurgiczne leczenie, które pozwala pacjentom wrócić do normalnych codziennych czynności zaraz po zabiegu. Tryb ginekologiczny oferuje szeroki zakres wewnętrznych i zewnętrznych zastosowań ginekologicznych.

TRYB CHIRURGICZNY

Diatermia chirurgiczna Sectum przeznaczona jest do stosowania podczas zabiegów chirurgicznych, w których konieczne jest stosowanie urządzeń do cięcia i koagulacji o wysokiej częstotliwości. Działa w dwóch trybach pracy (mono i bipolarnym) i jest przeznaczony do stosowania w profesjonalnych placówkach służby zdrowia.



PINCETY BIPOLARNE I ELEKTRODY MONOPOLARNE.

ZAPEWNIĄ ZARÓWNO BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA JAK I MAKSYMALNE REZULTATY

SMART CONTROL

Technologia SMART Control precyzyjnie kontroluje temperaturę głowicy i stale optymalizuje dostarczanie fal RF, by zmaksymalizować wyniki i zapewnić bezpieczeństwo pacjenta. SMART ENERGY pozwala na zabiegi przy różnych wskazaniach i obszarach. Używanie odpowiedniego poziomu energii może skrócić czas rekonwalescencji, poprawić komfort pacjenta i zminimalizować ryzyko skutków ubocznych

ŻEL ZABIEGOWY

SECTUM

STWORZONY BY CHRONIĆ SKÓRĘ

Dwa specjalne żele zostały zaprojektowane, by chronić skórę przed ciepłem podczas zabiegu fal radiowych, jednocześnie zapewniając skuteczność, a tym samym wyniki. Oba żele łączą czystą glicerynę farmaceutyczną ze składnikami aktywnymi, które uwalniają się podczas zabiegu:

- **MIECHUNKA, GLIKOGEN I KWAS HIALURONOWY W FORMULE DO TWARZY WSPIERAJĄ EFEKT UJĘDRNIANIA**
- **KOFEINA I GLAUCYNA W FORMULE DO CIAŁA WSPIERAJĄ DZIAŁANIE UJĘDRNIAJĄCE I NAPINAJĄCE.**



KORZYŚCI ZABIEGOWE

Twarz

- ▶ REDUKCJA WIDOCZNOŚCI CIENKICH LINII I ZMARSZCZEK
- ▶ UJĘDRNIENIE I PODNIESIENIE BRWI ORAZ POLICZKÓW
- ▶ KONTUROWANIE ŻUCHWY ORAZ TWARZY
- ▶ NAPIĘCIE I ODMŁODZENIE SKÓRY

Ciało

- ▶ REDUKCJA CELLULITU
- ▶ BEZINWAZYJNE UJĘDRNIENIE I LIFTING
- ▶ NAPIĘCIE, UJĘDRNIENIE I POPRAWA KSZTAŁTU CIAŁA
- ▶ DETOKSYKACJA I DRENAŻ LIMFATYCZNY
- ▶ POPRAWIONA CYRKULACJA I DOTLENIANIE

REZULTATY



3 ZABIEGI SECTUM NA OKOLICĘ TWARZY WYRAŹNIE ZDEFINIOWAŁY OKOLICĘ ŻUCHWY, PODNIOŚŁY POLICZKI I UJĘDRNIŁY SKÓRĘ.

4 ZABIEGI SECTUM NA OKOLICĘ CIAŁA ZNACZĄCO ZMNIĘSZYŁY OBWODY CIAŁA: -4,5 CM W OBSZARZE TALII.



6 ZABIEGÓW SECTUM NA OKOLICĘ CIAŁA ZNACZĄCO ZMNIĘSZYŁO OBWODY CIAŁA: -6,5 CM W OBSZARZE TALII.



KONCENTRACJA SMART TECHNOLOGY

PRECYZJA NEAUVIA™

▶ SMART ENERGY

Precyzyjna kontrola energii pozwala na wykonywanie zabiegów o różnych wskazaniach i obszarach.

Korzystanie z odpowiedniego poziomu energii może skrócić czas rekonwalescencji, poprawić komfort pacjenta i zminimalizować ryzyko skutków ubocznych.

▶ TRYB BIPOLARNY

Energia dostarczana jest w szerokim, płytkim zakresie, zaprojektowana w celu bezpiecznego, estetycznego odmłodzenia przy minimalnym czasie rekonwalescencji i dyskomforcie.

PRECYZJA NEAUVIA™

▶ DUŻY EKRAN DOTYKOWY

Widoczny pod różnymi kątami podczas zabiegów ekran, bez problemu działa z rękawiczkami medycznymi.

▶ INTUICYJNY INTERFEJS

Łatwy do nauczenia i prosty w szybkiej regulacji ustawień podczas zabiegów.

▶ TRYB AUTOMATYCZNY

Pozwala na automatyczne dostosowanie poziomów parametrów, aby osiągnąć pożądaną temperaturę zabiegu.

NEAUVIA™

IN-HOUSE
ENGINEERING
& CONCIERGE
SERVICE

PRAKTYCZNOŚĆ NEAUVIA™

▶ TERAPIA Z WYKORZYSTANIEM ENERGII

Poprawia wygląd skóry poprzez promowanie zdrowego kolagenu, wspierając różnorodne właściwości odmładzające.

▶ DOSTOSOWANE DOSTARCZANIE ENERGII

Główki zaprojektowane specjalnie do twarzy i ciała optymalizują dostarczanie energii w tych obszarach, poprawiając efekty terapii.





SCT

SMART COMBINATION THERAPY

by NEAUVIA™

www.neauvia.pl

